

Hittor

卓上型ポットミル回転台

ANZシリーズ

ANZ-51D

ANZ-61S

操作マニュアル

日陶科学株式会社

はじめに

このたびは、ニッター卓上型ポットミル回転台<ANZシリーズ>をご購入いただき誠に有り難うございます。本機の機能を十二分に発揮し、安全にかつ、長期間快適にご使用いただくために、据付、運転、保守・点検の前に、必ずこの取扱説明書をよく読んで、正しくご使用ください。

目次






1, 安全上の注意	2~3
2, 仕様		
2-1, 本体仕様	4
2-2, ポットミルと回転数の関係	4
2-3, 構造	4
3, 使用方法		
3-1, 設置	5
3-2, ポットミルの取扱	5
3-3, 運転方法	6
3-4, 操作パネルの使用方法	7
3-5 タイマーの設定	8
4, 故障・処置		
4-1, 故障とその処置	9
4-2, 過負荷状態	9
保証書	裏表紙








1, 安全上の注意

いずれも安全に関する重要な内容です、必ず守ってください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、人への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

	警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。
		△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中に具体的な注意内容が描かれています。 (左図の場合は感電注意)
		○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。 (左図の場合は接触禁止)
		●記号は、具体的な指示内容を告げるものです。 図の中に具体的な指示内容が描かれています。 (左図の場合は電源プラグをコンセントから抜くこと)

 警告	
 指示	アースを確実に取付ける。 ・故障や漏電のときに感電する恐れがあります。 ・アースはガス管に絶対に取り付けしないでください。
 接触禁止	運転中はローラーやポットミルに触れない。 ・けがをする恐れがあります。
 分解禁止	分解・改造・修理はしない。 ・火災、感電、けがの原因となります。 ・修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。
 禁止	子供だけで使わせない。 ・感電、けがをする恐れがあります。
 指示	電源プラグは、刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭く。 ・火災の原因になります。
 禁止	本体に水をかけたりしない。 ・ショート、感電の恐れがあります。

警告



指示

電源プラグを濡れた手でさわらない。
・感電の恐れがあります。

注意



指示

電源プラグを濡れた手でさわらない。
・感電の恐れがあります。
電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
・感電やショートして発火することがあります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
・感電、ショート、発火の原因になります。
・お買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

水のかかるところや、火気の近くでは使用しない。
・感電や、漏電の原因になります。



禁止

電源コードを傷めない。
・電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、はさみこんだり、加工しないでください。
・電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しない。
・火災、感電の原因となります。



禁止

不安定なところでは使用しない。
・けがの原因となります。



禁止

本体に、重いものをのせたりしない。
・変形、破損、けがの原因となります。



禁止

運転中に移動させない。
・けがの原因となります。



指示

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く。
・けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



指示

お手入れのときは電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜く。
・けがをする恐れがあります。

2. 仕様


2-1. 本体仕様

	ANZ-51D	ANZ-61S
使用電源	AC100V・50/60HZ	
消費電力	45W	40W
ローラー回転数	20～390r/min (50/60HZ)	125 / 150r/min (50/60HZ)
ローラー	38(φ) × (L) 275mm / 有効長265mm	
外寸法	(W) 385 × (D) 280 × (H) 260 mm	
重量	約15Kg	約15Kg
使用可能ポットミル	径90～180mm (1個用) / 最大重量 約20Kg (試料含む)	

2-2. ポットミルと回転数の関係 (単位: 約 r/min)





ポットミル径	ANZ-51D (変速式)	ANZ-61S	
	50HZ/60HZ	50HZ	60HZ
90mm	8～164	53	63
120mm	6～123	40	47
150mm	5～98	32	38
180mm	4～82	26	30

2-3. 構造






3, 使用方法

3-1, 設置/電源を入れる前に!




 注意	1, 本機を持ち運ぶ時は本体下部を持って運んでください。 ローラーを持って運ばないでください。 けが, 故障の原因となります。
 注意	2, 設置場所は水平なところに。 本機は水平に設置してください。 不陸がある場合は, 本体下部のアジャスターで調整してください。 ・本体が傾いていると, 使用中にポットミルがずれて落下する恐れがあります。 水平のとれた机(台)の上に設置してください。
 警告	3, アースの確認 アースがアース端子に確実に取り付けられていることを確認してください。 ・故障や漏電時に感電するおそれがあります。 ・ガス管からは絶対にアースを取らないでください。
 警告	

3-2, ポットミルの取扱

 注意	1, ポットミルを搭載する際には, 電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。(ANZ-51Dの場合は, 主電源スイッチが「OFF」になっていることを確認してください。) 電源プラグがコンセントから抜けていることも確認してください。 使用後の場合は, ローラーが完全に停止する事を確認してください。
	2, ハンドルを回してローラーをスライドさせて, ローラーの目印を搭載するポットミルのサイズの目盛に合わせてください。 (次頁 図-2 参照)
 注意	3, ポットミルをローラーにのせます。 ・ポットミルがローラーエンドに接触しないようにのせてください。 ・ポットミルの上部がベルトカバーの逆に向く様にのせてください。 ・ポットミルをローラーにのせたままハンドルを回転しないでください。 怪我, 破損, 異常音の原因となります。




3-3, 運転方法

 注意	1, ポットミルに試料を入れて、フタをしめてください。 フタはしっかりとしめてください。
 注意	2, ポットミルをローラー間にゆっくりと正しくのせてください。 ・乱暴に載せるとローラーが歪んだり、怪我、故障の原因になります。
	3, 電源プラグをコンセントに差し込みます。
	4, タイマーをセットし、電源スイッチを「ON」にすると、ローラーが回転します。(ANZ-61S) 主電源スイッチを「ON」にし、操作パネル上で回転数・時間等を設定しスタートストップボタンを押すとローラーの回転が始まります。
	5, 電源スイッチを「OFF」にすると回転が停止します。(ANZ-61S) 操作パネル上でスタートストップボタンを押すか又は主電源スイッチを「OFF」にすると、回転が停止します。(ANZ-51D)
	6, ローラー上のポットミルをおろしてください。
	7, ポットミルのふたを開けて試料を取り出してください。
 注意	8, 使用後は電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 怪我や火傷の、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となる恐れがあります。

操作パネルの使用法

3-4 51D操作法



- ①作動中表示LED(緑)
- ②ローラー軸回転数表示 20~390rpm
(タイムUPにて停止し無操作の間Endが表示されます)
- ③タイマー表示(時間:分) カウントダウン中1分を切ると秒表示になります
- ④回転数UPスイッチ(回転数の変更、長押しで高速移動)
- ⑤回転数Downスイッチ(回転数の変更、長押しで高速移動)
- ⑥タイマーセットスイッチ(設定時間の変更)
- ⑦タイマーUPスイッチ(時間の変更、長押しで高速移動)
- ⑧タイマーDownスイッチ(時間の変更、長押しで高速移動)

タイマーセットの操作方法

セットスイッチを1回押すと左2ケタ(時間)が点滅、点滅中UPスイッチ・Downスイッチにて時間の変更が可能。

セットスイッチをもう1回押すと右2ケタ(分)が点滅、点滅中UPスイッチ・Downスイッチにて分の変更が可能。

セットスイッチをもう1回押すとセット完了

タイマーは1分~99時間59分の設定が可能です

00:00の設定でタイマー機能なしでの使用が可能です

⑨スタート・ストップスイッチ(設定値にて作動します)

3-5. タイマーの設定 (ANZ-61S)

本機に搭載のタイマーは時間設定が多様で幅広い用途でご使用いただけます。

- ・ 時間単位 / 10時間, 時間, 分, 秒, の4種
- ・ 目盛数字 / 1.2, 3.0, 12.0, 30.0 の4目盛
- ・ 最高300時間, 計16パターンのタイマーを選択可能

※出荷時は時間単位/時間, 目盛数字/30の30時間タイマーに初期設定されています。

※⑥動作モードが「E」になっていることを確認してください。「A」モードは本機では使用しません。



1, ④時間単位切替つまみを回して時間単位をセットします。
つまみの回転操作は精密ドライバー等で行ってください。

2, ③目盛数字切替つまみを回して目盛りをセットします。

3, ⑤セットダイヤルを回して希望の時間を設定します。


4, 電源スイッチを入れると動作を開始します。
設定時間になると自動的に電源をきります。



5, 使用後は電源スイッチを「OFF」にし, 電源プラグをコンセントから抜いてください。

怪我や火傷の, 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となる恐れがあります。

〈タイマー〉



- ①動作/通電ランプ
- ②出力表示ランプ
- ③目盛数字切替つまみ
- ④時間単位切替つまみ
- ⑤セットダイヤル
- ⑥動作モード切替

4. 故障処置

4-1, 故障とその処置

- ◎使用中に異常が生じた場合は、ただちに使用を中止して、電源スイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ◎電源スイッチ「ON」にしてもローラーが回転しない場合は、事項を参照に「過負荷状態の解除」操作を行ってください。それでもローラーが回転しない場合はお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◎この取扱説明書を熟読いただき、それでも不具合の生じる場合は、あるいは不明な場合はお買い上げの販売店にご相談ください。

4-2, 過負荷状態

過負荷状態とは

ポットミルからローラーへの負荷が大きすぎるため電源スイッチを「ON」にしてもローラーが回転せず停止している状態をいいます。

このような状態の時は以下の操作を行って過負荷状態を解除してからご使用ください。



注意

過負荷状態で止まっているポットミルやローラーに触れないでください。停止しているモーターが動作して、急にローラーが回転することがあり大変危険です。

1, 主電源スイッチを「OFF」にして電源プラグをコンセントから抜いてください。

2, ローラー上のポットミルをおろしてください。



注意


3, ハンドルを回してローラーを移動させ、現在使用している目盛りより1サイズ小さい目盛りに合わせ、ローラー間を狭くします。

※1サイズ以上目盛りを落とさないでください。ローラー間が狭くなりすぎ、安定感が無くなり、回転中にポットミルが脱落する恐れがあります。


4, 再びポットミルをローラー間上に乗せて、電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを「ON」にしてください。

ANZ-51Dの場合は、主電源スイッチを「ON」にした後、スタートストップスイッチを押してください。

5, 以上の作業を行っても過負荷状態が解除できない場合は、使用中のポットミルの試料、ボールを減らすか、ポットミルのサイズを小さくして使用してください。



保証書

お客様様	ご住所	□□□-□□□□
	ご芳名	様
お買上店	住所・店名	TEL 

品名	ポットミル回転台 ANZ-51D ANZ-61S		
番号		お買上日	年 月 日

この保証書は、ご購入の当社製品の優れた品質を証明し、かつ通常のご取り扱いによって発生した一切の自然故障に対して、裏面記載の保証規定に基づき、当社が無償修理の責任を負うことを保証するものであります。

総発売元  **日陶科学株式会社**

本社 名古屋市東区徳川二丁目18番3号
電話(052)935-8976(代) F461-0025
東京支店 東京都練馬区小竹町二丁目53番2号
電話(03)3974-8931(代) F176-0004

〈控 え〉

製品名	ポットミル回転台 ANZ-51D ANZ-61S	製造番号	
ご購入日			
ご芳名			
ご住所			
ご購入店 販売店			

キリトリ



日陶科学株式会社

本社 〒461-0025 名古屋市東区徳川二丁目18番3号
電話(052)935-8976(代) FAX.(052)935-5283(代)
東京支店 〒176-0004 東京都練馬区小竹町二丁目53番2号
電話(03)3974-8931(代) FAX.(03)3974-8947